

LENIRE®

Sollievo a lungo termine dall'acufene approvato da studi scientifici su larga scala

È stato scientificamente dimostrato in studi clinici innovativi che Lenire® fornisce un significativo sollievo a lungo termine dall'acufene, migliorando la qualità di vita del paziente.



Un nuovo approccio nella terapia degli acufeni

L'acufene è una condizione complessa che colpisce il 10 – 15% della popolazione. L'acufene coinvolge i centri dell'udito, dell'attenzione e delle emozioni nel cervello. Lenire utilizza la neuromodulazione bimodale per trattare l'acufene, una combinazione di stimolazione che interessa la via trigeminale mediante la lingua, e la via uditiva. Questa stimolazione accoppiata rimodula il cervello per ridurre la gravità dell'acufene.

Il dispositivo Lenire

Lenire è dotato di tre componenti:



Tonguetip®

Un dispositivo intraorale brevettato che si applica comodamente alla lingua e fornisce impulsi delicati e sicuri.



Controller

Un dispositivo portatile leggero che controlla la durata e l'intensità del trattamento.



Cuffie

La stimolazione acustica personalizzata in base al tuo udito e al tuo acufene viene inviata mediante cuffie Bluetooth per attivare le vie uditive centrali.

Il piano terapeutico personalizzato di Lenire

Il tuo tecnico audiometrista di riferimento personalizzerà Lenire e ti fornirà un piano di trattamento su misura.

Tipico piano di trattamento



Le storie dei pazienti



“posso di nuovo dormire serenamente”

Florian, Direttore Generale internazionale



“Lenire ha funzionato dopo un mese”

Erlandas, Musicista



“Il mio acufene è molto meno distraente”

Òrla, Appassionata di tennis, in pensione



Leggi altre storie:
www.lenire.com/patient-stories

Tecnologia ad uso domestico sicura ed efficace per il trattamento dell'acufene


Nel corso di tre studi clinici su larga scala, Lenire si è dimostrato sicuro, efficace e altamente raccomandato dai pazienti che hanno utilizzato Lenire secondo le istruzioni.



Risultati scientifici dai trial clinici effettuati



Zero gravi effetti collaterali e avversi legati a Lenire, confermando la sicurezza del dispositivo.



204 gli studi indipendenti condotti ad oggi hanno dimostrato risultati strettamente analoghi ai dati degli studi clinici.

Riferimento
¹Darcy et al, BMJ Open 2017;7:e018465 ²Conlon et al., JMIR Res Protoc 2019;9(9):e13176
³Conlon et al., Sci Translational Medicine. 12, eabb2830 (202) ⁴<https://www.lenire.com/product-support/>

Lenire è adatto a te?

Lenire può essere utilizzato in soggetti adulti di età superiore ai 18 anni con acufene soggettivo. Lenire deve essere consigliato da un professionista qualificato.

Lenire non è adatto se:

- hai un pacemaker, un defibrillatore o altro dispositivo impiantabile*
- sei in gravidanza*
- soffri di epilessia o di altre condizioni che possano indurre perdita di coscienza*
- soffri di patologie che causino alterata sensibilità della lingua**
- hai delle lesioni infiammatorie del cavo orale**
- soffri di nevralgie intermittenti o croniche nell'area della testa e del collo*

*salvo diverse indicazioni da parte di un medico

**salvo diverse indicazioni da parte di un medico o odontoiatra

Domande frequenti



Posso acquistare Lenire in un negozio?

No. Il trattamento Lenire è personalizzato e può essere prescritto solo da personale medico qualificato previa valutazione clinica.



Quanto dura il trattamento Lenire?

La durata totale del trattamento varia ma si consiglia di utilizzare Lenire per due sessioni da 30 minuti al giorno per almeno 10 settimane.



E' stato scientificamente verificato e approvato l'ultimo trial clinico sul trattamento Lenire?

Sì. Neuromod ha progettato questo studio seguendo gli standard FDA e ha riscontrato che Lenire è un dispositivo per il trattamento dell'acufene sicuro ed efficace.



L'azienda Neuromod

Neuromod Devices Ltd. è un'azienda tecnologica specializzata nella progettazione e nello sviluppo di tecnologie di neuromodulazione.

Con sede a Dublino, Irlanda, Neuromod Devices Ltd è stata fondata per promuovere soluzioni scientifiche, tecnologiche e cliniche basate sulla neuromodulazione bimodale.

L'obiettivo di Neuromod è rispondere ai bisogni delle popolazioni di pazienti svantaggiati che vivono in condizioni croniche e debilitanti. Il dispositivo per il trattamento dell'acufene

di Neuromod, Lenire è il primo dispositivo di neuromodulazione bimodale non invasivo che ha dimostrato di fornire sollievo a lungo termine dall'acufene in studi clinici su larga scala. Lenire è marcato CE e approvato dalla FDA per il trattamento dell'acufene rispettivamente nell'UE e negli USA.



Neuromod Devices Limited, Rainsford Street, Dublin, D08 R2YP, Irlanda Site Web : www.lenire.com/otoneuro



Copyright © Neuromod Devices Limited

Contattaci

Per maggiori informazioni, o per acquistare il dispositivo Lenire, contattaci:



Referente Lenire autorizzato ed esclusivo per l'Italia

Corso Felice Cavallotti, 60,
15121, Alessandria

Tel. +39 0516291246

E-mail: lenire@ciliabiotech.com

<https://www.lenire.com/>